

تاریخ ابلاغ: 1401/03/11		دستورالعمل
تاریخ بازنگری بعدی: 1404/02/29		بهبود کیفیت
تاریخ بازنگری: 1403/02/29		کد مستندات: EH-IN-0069-02
		شماره ویرایش: 2
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان بیمارستان ثامن الحجج (ع)		
دستورالعمل نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانس		

هدف: جلوگیری از انتقال بیماری به سایر بیماران و کارکنان درمانی

دامنه: بخش های درمانی

تعاریف: آمبولانس وسیله نقلیه ای برای انتقال بیماران و مجروحان بین دو محل می باشد که کارکنان درمانی حین انتقال بیماران و مصدومان اقدامات پزشکی نیز انجام می دهند .

مهارت مسئول: آشنایی با روشهای نظافت و گندزدایی تجهیزات و آشنایی با نحوه استفاده از محلول های ضد عفونی کننده
شرح اقدامات :

- 1-تجهیزات آلوده در حداقل زمان و قبل از ماموریت بعدی تمیز و ضدعفونی شود .
 - 2-کلیه وسایل قابل حمل مانند کپسول اکسیژن ، جعبه کمکهای اولیه و ... موجود در آمبولانس قبل از گندزدایی خارج شوند .
 - 3-از وسایل حفاظت فردی (دستکش ، ماسک ، گان) استفاده شود و دستها بعد از در آوردن دستکش شسته شود .
 - 4-کلیه پسماند های تولیدشده که بعنوان پسماند عفونی محسوب می شوند در سطل زباله در بدار جمع آوری شوند و پس از رسیدن به مقصد از آمبولانس خارج شوند .
 - 5-از محلول ضد عفونی کننده با پایه الکلی بعد از در آوردن دستکش و بعد از انجام اقدامات درمانی استفاده شود .
 - 6-اشیاء نوک تیز و برنده در سفتی باکس جمع آوری شود و پس از پر شدن 3/4 حجم آن سفتی باکس جمع آوری شود .
 - 7-ملحفه های یکبار مصرف طبق دستورالعمل پسماند های پزشکی و ملحفه های پارچه ای در کیسه پلاستیکی جمع آوری شوند و در صورت لزوم به لاندری تحویل داده شوند .
 - 8-سطح تشک های آمبولانس و سایر سطوح با محلول های مورد تایید کمیته کنترل عفونت ضدعفونی شوند .
 - 9-تجهیزات تنفسی و ساکشن با محلول های مورد تایید کمیته کنترل عفونت ضدعفونی شوند .
 - 10-غذا و ادرار بیمار از کف آمبولانس با آب و صابون تمیز شود .
 - 11-خون و مایعات آلوده از کف آمبولانس طی مراحل زیر جمع آوری شوند :
الف : از وسایل حفاظت فردی (دستکش) استفاده شود .
ب : خون وسایر مواد از محل مورد نظر جمع آوری شوند .
ج : محل مورد نظر با آب و صابون شستشو شود .
د : از وایتکس 2٪ با محلول سایسپت اچ پی استفاده شود .
 - 12-برای نظافت تیغه لارنگوسکوپ از آب و صابون برای شستشو استفاده شود . و سپس آبکشی و خشک کردن انجام شود . و در پایان از محلول HIGH LEVEL مانند اسپورسیدین برای ضدعفونی استفاده شود .
 - 13-برای نظافت آمبویگ : مراحل زیر انجام شود :
پوشیدن دستکش ، جدا کردن قسمت های قابل جدا شدن ، شستشو با آب و صابون و استفاده از محلول اسپورسیدین آبکشی فراوان و خشک کردن
 - 14-پنجره های کابین آمبولانس به منظور انجام تهویه در فواصل زمانی منظم باز و بسته شوند .
- مستندات و سوابق: دستورالعمل شستشوی آمبولانسها
- منابع : آئین نامه تاسیس بیمارستانها